

Hydroflex



Анализатор для промывки микропланшет с вакуумной фильтрацией

- Современный дизайн

- Гибкость

- Надежность

- Универсальность:

- для ИФА
- для выделения ДНК, РНК
- для вакуумной фильтрации
- для отмывки клеточных культур

- Жидкокристаллический 2-х рядный дисплей с 16 знаками в каждом ряду
- Четырехкнопочная сенсорная клавиатура
- Работа с любыми емкостями для буферов без герметизации
- 8 и 16 игл для промывки
- 1, 2 или 4 канала для промывочных буферов
- Параллельная промывка 8 или 16 лунок
- 8-ми или 16-ти канальная промывочная головка с датчиком наполнения лунок
- Промывка: 50-3000 мкл с шагом 50 мкл
- Дозирование: 50-400 мкл
- Точность дозирования: ≤ 2 мкл
- Ошибка дозирования: ≤ 4 мкл
- Остаточный объем: ≤ 2 мкл
- Точная юстировка игл в зависимости от типа планшет
- Перекрестная аспирация
- Придонная промывка и промывка с переполнением
- Замачивание планшеты
- Встроенный шейкер (3 скорости линейного встряхивания)
- USB интерфейс
- Опционально моделирование под определенные требования (мониторинг заполнения лунки, сенсор уровня жидкости)
- Опционально вакуумная фильтрация (каретка для вакуумной фильтрации с подсоединением к вакуумному насосу, давление 150-850 мбар.)
- Опционально выделение на магнитных частицах (каретка с 96-ю магнитами для удержания магнитных частиц в ходе аспирации)



ООО «ИнтерЛабСервис»
 Официальный дистрибьютор TECAN
 в России и СНГ
 Россия, 115035, г. Москва,
 ул. Садовническая, д. 20/13, стр.2
 Тел.: +7 (495) 664 28 84
 факс: +7 (495) 664 28 89
www.interlabservice.ru

Sunrise

Infinite® F50



Анализаторы иммуноферментные микропланшетные

- Современный дизайн
- Универсальность
- Гибкость
- Максимальная надежность
- Производительность

Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Sunrise

- Цветной сенсорный экран
- Русскоязычное программное обеспечение
- 12-ти канальная оптическая система считывания
- Длина волн 340-750 нм
- Диапазон 0-4 ед. ОП
- Время измерения планшета 6-8 сек
- Встроенный шейкер
- Хранение в памяти до 1200 протоколов измерений
- Измерение по конечной точке, кинетические измерения
- Автоматизация любых расчетов: критическая ОП, концентрация, кинетика, подтверждающие тесты
- Распечатка наглядных отчетов
- Ресурсосберегающий режим работы лампы
- Возможность моделирования под определенные требования (градиентный фильтр, сканер штрих-кода, встроенный инкубатор)
- **3 года гарантии**
- Наличие метрологического сертификата



Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Infinite®F50

- Последнее поколение микропланшетных ридеров для ИФА
- Усовершенствованная оптическая система: в качестве источника света используется светодиод, который имеет более стабильные спектральные характеристики и длительный срок службы
- 8-ми канальная оптическая система считывания
- Длина волн 400 - 750 нм
- Диапазон 0-4 ед. ОП
- Встроенный шейкер
- Автоматизация любых расчетов: критическая ОП, концентрация, кинетика, подтверждающие тесты
- Распечатка наглядных отчетов
- Возможность моделирования под определенные требования (подключение к ЛИС, дополнительные фильтры, автоматическая проверка характеристик прибора с помощью планшета «Multicheck»)
- **2 года гарантии**
- Наличие метрологического сертификата
- Компактный размер