

Таблица совместимости приборов и плашек Ахуген

| Производитель | Модель прибора | PCR-96-FLT-C | PCR-96-LP-FLT-C | PCR-96-C | PCR-96M2-HS-C | PCR-96-AB-C | PCR-96-LP-AB-C | PCR-96-MB-C | PCR-96-SG-C | PCR-96-FS-C | PCR-96-LC480-C-NF |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Real Time PCR | | | | | | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific/ Applied Biosystems | QuantStudio 5 | • | •* | | • | • | | | | | |
| | QuantStudio™ 12K | • | •* | | • | • | | | | | |
| | ProFlex™ PCR System | • | | | • | • | | | | | |
| | 7000 | • | | | • | • | | | | | |
| | 7300 | • | | | • | • | | | | | |
| | 7500 | • | | | • | • | | | | | |
| | 7700 | • | | | • | • | | | | | |
| | 7900HT | • | | | • | • | | | | | |
| | StepOne | | • | | | | • | | | | |
| BioRad | iCycler | • | | • | • | | | | • | • | |
| | MyiQ | • | | • | • | | | | • | • | |
| | iQ5 | • | | • | • | | | | • | • | |
| | CFX 96 | • | • | • | • | | | | • | • | |
| Eppendorf | MasterCycler ep Realplex | • | | • | • | | | | • | • | |
| MJ Research | Opticon | | • | | | | | | | • | |
| | Opticon 2 | | • | | | | | | | • | |
| | Chromo 4 | • | | • | • | | | | • | • | |
| Stratagene | MX-4000 | • | | | • | | | | | | |
| | MX-3000 | • | | | • | | | | | | |
| ДНК-Технология | DT96 | • | | • | • | • | | | • | | |
| | DTPRime | • | | • | • | • | | | • | | |
| Roche | Lightcycler | | | | | | | | | | • |
| PCR | | | | | | | | | | | |
| Applied Biosystems | Veriti | • | | • | • | • | | | • | | |
| | 9600 | • | | • | • | • | | | • | | |
| | 9700 | • | | • | • | • | | | • | | |
| | 2720 | • | | • | • | • | | | • | | |
| BioRad | MyCycler | • | | • | • | | | | | • | |
| Eppendorf | Mastercycler | • | | • | • | | | | | • | |
| | Mastercycler ep | • | | • | • | | | | | • | |
| MJ Research | PTC-100 | • | | • | • | | | | • | • | |
| | PTC-200 | • | | • | • | | | | • | • | |
| | PTC-225 Tetrad | • | | • | • | | | | • | • | |
| Stratagene | Robocycler | • | | • | • | | | | | • | |
| Секвенаторы | | | | | | | | | | | |
| Applied Biosystems | 3100 | • | | • | • | • | | | | | |
| | 3130 | • | | • | • | • | | | | | |
| | 3700 | • | | • | • | • | | | | | |
| | 3730/3730X | • | | • | • | • | | | | | |

| Производитель | Модель прибора | PCR-96-FLT-C | PCR-96-LP-FLT-C | PCR-96-C | PCR-96M2-HS-C | PCR-96-AB-C | PCR-96-LP-AB-C | PCR-96-MB-C | PCR-96-SG-C | PCR-96-FS-C | PCR-96-LC480-C-NF |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Amersham | MegaBACE 500 | | | | • | | | • | | • | |
| | MegaBACE 1000 | | | | • | | | • | | • | |
| Beckman | CEQ | | | | • | | | | • | | |
| MJ Research | BaseStation | | | | • | | | | | • | |

*- совместимы только при использовании с плоскими и выпуклыми крышками в стрипах, не использовать с пленками.